

ZT Med 2.0[®]

Get back, faster



La más potente



RECUPERACIÓN RÁPIDA

TERAPIA DE FRÍO/CALOR Y AIRE COMPRIMIDO



SIN AGUA Y SIN HIELO

Tecnología terapéutica de enfriamiento sin agua ni hielo

SISTEMA CERRADO E HIGIÉNICO

El sistema anti-goteo ZAMAR está pre-cargado con nuestro glicol y no necesita ser rellenado.

ENFRIAMIENTO INNOVADOR

Tecnología avanzada de temperatura en tiempo real

CONTROL DE LA TEMPERATURA

Seleccione la temperatura con máxima precisión

COMPRESIÓN INTERMITENTE

Mejoramos los beneficios de la crioterapia con 3 niveles distintos e presoterapia 40-60-80 mmHG.

NUEVO SISTEMA DE COMPRESIVO

Posibilidad de seleccionar distintos modos de presoterapia

INSPIRADOS EN TU FORMA

Amplia gama de accesorios compresivos diseñados a partir de tu anatomía



MÁS LIGERO Y POTENTE

TERAPIA DE **FRÍO/CALOR** Y AIRE COMPRIMIDO

RECUPERACIÓN “PLUG & PLAY”

Sin necesidad de preparación previa

USO AMIGABLE

Acceso a todos los tratamientos desde el panel táctil

LISTO PARA LLEVAR

Ligero y portátil, para que lo puedas llevar contigo siempre que quieras

REPITE TO QUE MÁS TE GUSTA

Las máquinas ofrecen posibilidad de guardar los tratamientos que más te gusten o más uses



Pre-operación

Operación

Recuperación Post-Operación

Alivio del dolor



Características

Aplicación	FRÍO Y CALOR
Rango de temperatura	-5°C+45°C(23°F 113°F)
Pantalla	Pantalla táctil LCD de 10"
Accesorios	Pre-cargados con glicol
Glicol	Líquido refrigerante no tóxico
Niveles de compresión	mm Hg: 50-75-110
Tiempo de trabajo	Hasta 300h
Clase médica para piezas aplicadas	BF
Tratamientos programables	1+12
Número de accesorios	Hasta 4
Dimensiones	cm.37x55xh93 inc.15x22xh37
Peso	46kg.-(101lb.)

- LCD10", Pantalla Táctil
- Software intuitivo y con iconos
- Selección de temperatura y tiempo
- Selección de niveles y modos de compresión
- 12 perfiles programables
- Completamente autónomo
- Conexión rápida de mangueras y accesorios
- Accesorios pre-cargados con glicol
- Glicol no tóxico de nivel alimenticio
- Sistema de bajo sonido

www.zamar.care



Zamar Ibérica S.L

PARQUE EMPRESARIAL TÁCTICA, C. 2 A, Nº 7,
46980 Paterna, Valencia
Tel:+34 625 518 353
comercial@zamar.care

